


## BALANCE TABLE



### รายละเอียดโต๊ะวางเครื่องชั่ง

1. ตัวโต๊ะหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหนา 7 ซม.
2. ตัวหินแกรนิต ขนาดหนา 1.5 ซม.
3. มีขา 2 ขา ยึดด้วยท่อ โลหะเหล็กชุบซิงค์พ่นสีกันสนิม ขนาดภายใน  $\varnothing 2.5$  นิ้ว ตัวขาทำด้วย หินขัด มียางรองกันสะเทือน 4 จุด
4. ด้านบน โต๊ะปูด้วยหินแกรนิต ขนาด 120 x 60 x 1.5 ซม.
5. ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง x ลึก x สูง) : 120 x 60 x 75 ซม.