



รายละเอียดที่แขวนเครื่องแก้ว (PEGBOARD)

รุ่น PG-45

1. ตัวแผงทำจากพีวีซี สีเทา ความหนา 5 มม. ขนาด 450x700x80 ซม. (กxสxล)
2. แท่งแขวน(PEG) ทำจากโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) สีขาวหล่อเป็นชิ้นเดียว เป็นชนิดล๊อคขาด้วยการขันเกลียว มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น สามารถถอดเข้าออก และเปลี่ยนตำแหน่งได้ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งาน
3. มีแท่งแขวน ϕ 6.4 x L 89 mm. จำนวน 16 แท่ง, ϕ 9.5 x L 92 mm. จำนวน 17 แท่ง และ ϕ 12.5 x L 140 mm. จำนวน 14 แท่ง
4. ออกแบบให้ใช้งานได้ถึง 47 ช่อง จัดวางตำแหน่งไว้ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
5. มีน้ำหนักรเบา, ทนต่อการกัดกร่อนสารเคมี และทำความสะอาดได้ง่าย
6. มีรูระบายน้ำบริเวณด้านล่างของแผง
7. ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย รับประกันสินค้า 1 ปี